

Retour- en schoonmaakinstructie



- 1 Controleer of de infuuspomp en toebehoren compleet binnen zijn gekomen.**
De Asena GW infuuspomp hoort met netsnoer, druppelsensor en koffer retour te komen. Neem contact op met onze klantenservice als dit niet het geval is.
- 2 Verwijder alle aanwezige disposables, zoals spuiten en naalden.**
Mocht er bij het loskoppelen van infuuslijnen nog zichtbaar vocht aanwezig zijn, raden wij u aan om een beschermbril te dragen.
- 3 Inspecteer de infuuspomp en toebehoren op zichtbare vervuiling en beschadiging.**
Bij beschadiging altijd de infuuspomp (inclusief toebehoren) laten omruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Let op: als de kans bestaat dat de apparatuur in aanraking is gekomen met cytostatica (chemo) MRSA of een andere resistente bacterie, verzoeken wij u dringend de retourinstructie op de witte sticker op de pompkoffer te volgen.
- 4 Controleer de witte onderhoudssticker op de infuuspomp.**
Is er binnen één maand onderhoud nodig? Dan graag de infuuspomp om laten ruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
- 5 Reset de infuuspomp.**
Zet de Asena GW infuuspomp aan en reset door SNELHEID, TIV en ML? op 0 te zetten.
- 6 Controleer de accustatus.**
Laad de accu op bij minder dan 90% accustatus.
- 7 Lees voor gebruik van Incidin® desinfectiespray de werk- en veiligheidsinstructie op het etiket van de fles.**
Open de sticker op de fles voor de Nederlandse tekst.
- 8 Zorg dat de infuuspomp uitgeschakeld is en dek de speaker af met een stukje tape.**
- 9 Draag wegwerphandschoenen bij het uitvoeren van de schoonmaak**
- 10 Spray de infuuspomp in met Incidin® op een afstand van 30 cm.**
- 11 Laat Incidin® 5 minuten inwerken.**
- 12 Droog de infuuspomp na met schone gaasjes (10x10).**
- 13 De infuuspomp is nu klaar om uitgezet te worden bij een nieuwe patiënt.**
Zorg dat bij het uitzetten de inhoud van de koffer compleet is. De Asena GW infuuspomp hoort met handleiding, netsnoer en druppelsensor in de koffer uitgezet te worden.

Retour- en schoonmaakinstructie



- 1 Controleer of de infuuspomp en toebehoren compleet binnen zijn gekomen.**
De CADD-Legacy infuuspomp hoort met infuustas, sleutel en koffer retour te komen. Neem contact op met onze klantenservice als dit niet het geval is.

! Als de infuuspomp is ingezet bij een COVID-19 patient, vragen we uw aandacht om de infuuspomp eerst schoon te maken alvorens deze terug te plaatsen in de koffer.

- 2 Verwijder alle aanwezige disposables, zoals spuiten en naalden.**
Mocht er bij het loskoppelen van infuuslijnen nog zichtbaar vocht aanwezig zijn, raden wij u aan om een beschermbril te dragen.
- 3 Inspecteer de infuuspomp en toebehoren op zichtbare vervuiling en beschadiging.**
Bij beschadiging altijd de infuuspomp (inclusief toebehoren) laten omruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Let op: als de kans bestaat dat de apparatuur in aanraking is gekomen met cytostatica (chemo), MRSA of een andere resistente bacterie, verzoeken wij u dringend de retourinstructie op de witte sticker op de pompkoffer te volgen.
- 4 Controleer de onderhoudssticker op de infuuspomp.**
Is er binnen één maand onderhoud nodig? Dan graag de infuuspomp om laten ruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
- 5 Reset de infuuspomp.**
Zet de CADD-Legacy infuuspomp aan en zet alle instellingen terug naar 0.

- 6 Verzamel de gebruikte infuustassen.**
Neem contact op met onze klantenservice om de verzamelde infuustassen op te laten halen.
- 7 Reinig het batterijcompartiment met alcohol op een gaasje (10x10).**
- 8 Lees voor gebruik van Incidin® desinfectie-spray de werk- en veiligheidsinstructie op het etiket van de fles.**
Open de sticker op de fles voor de Nederlandse tekst.
- 9 Zorg dat de infuuspomp uitgeschakeld is.**
- 10 Draag wegwerphandschoenen bij het uitvoeren van de schoonmaak**
- 11 Spray de infuuspomp in met Incidin® op een afstand van 30 cm.**
Spray niet direct op de onderkant. Spuit wat Incidin® op een gaasje en neem het hiermee af.
- 12 Laat Incidin® 5 minuten inwerken.**
- 13 Droog de infuuspomp na met schone gaasjes (10x10).**
- 14 De infuuspomp is nu klaar om uitgezet te worden bij een nieuwe patiënt.**
Zorg dat de inhoud van de koffer compleet is. De CADD-Legacy infuuspomp hoort met handleiding, sleutel, twee AA batterijen (let op: geen oplaadbare batterijen)

Retour- en schoonmaakinstructie



- 1 Controleer of de infuuspomp en toebehoren compleet binnen zijn gekomen.**

De CADD-Solis VIP infuuspomp hoort met infuustas, acculader, sleutel en koffer retour te komen. Neem contact op met onze klantenservice als dit niet het geval is.
- 2 Verwijder alle aanwezige disposables, zoals spuiten en naalden.**

Mocht er bij het loskoppelen van infuuslijnen nog zichtbaar vocht aanwezig zijn, raden wij u aan om een beschermbril te dragen.
- 3 Inspecteer de infuuspomp en toebehoren op zichtbare vervuiling en beschadiging.**

Bij beschadiging altijd de infuuspomp altijd de infuuspomp (inclusief toebehoren) laten omruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Let op: als de kans bestaat dat de apparatuur in aanraking is gekomen met cytostatica (chemo), MRSA of een andere resistente bacterie, verzoeken wij u dringend de retourinstructie op de witte sticker op de pompkoffer te volgen.
- 4 Controleer de onderhouds sticker op de infuuspomp.**

Is er binnen één maand onderhoud nodig? Dan graag de infuuspomp om laten ruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
- 5 Reset de infuuspomp.**

Zet de CADD-Solis VIP infuuspomp aan en reset door een nieuwe patiënt te starten in het menu.
- 6 Verwissel de accu.**

Verwijder de accu uit de infuuspomp en leg deze aan een losse lader. Plaats een volle accu terug.
- 7 Verzamel de gebruikte infuustassen.**

Neem contact op met onze klantenservice om de verzamelde infuustassen op te laten halen.
- 8 Lees voor gebruik van Incidin® desinfectie-spray de werk- en veiligheidsinstructie op het etiket van de fles.**

Open de sticker op de fles voor de Nederlandse tekst.
- 9 Zorg dat de infuuspomp uitgeschakeld is.**
- 10 Draag wegwerphandschoenen bij het uitvoeren van de schoonmaak.**
- 11 Spray de infuuspomp in met Incidin® op een afstand van 30 cm.**

Spray niet direct op de onderkant. Spuit wat Incidin® op een gaasje en neem het hiermee af.
- 12 Laat Incidin® 5 minuten inwerken.**
- 13 Droog de infuuspomp na met schone gaasjes (10x10).**
- 14 De infuuspomp is nu klaar om uitgezet te worden bij een nieuwe patiënt.**

Zorg dat bij het uitzetten de inhoud van de koffer compleet is. De CADD-Solis VIP infuuspomp hoort met handleiding, acculader, sleutel en infuustas in de koffer uitgezet te worden.

Retour- en schoonmaakinstructie



1 Controleer of de infuuspomp en toebehoren compleet binnen zijn gekomen.

De T34L PCA infuuspomp hoort met netadapter, bolusknop, infuustas en koffer retour te komen. Neem contact op met onze klantenservice als dit niet het geval is.

! Als de infuuspomp is ingezet bij een COVID-19 patient, vragen we uw aandacht om de infuuspomp eerst schoon te maken alvorens deze terug te plaatsen in de koffer.

2 Verwijder alle aanwezige disposables, zoals spuiten en naalden.

Mocht er bij het loskoppelen van infuuslijnen nog zichtbaar vocht aanwezig zijn, raden wij u aan om een beschermbril te dragen.

3 Inspecteer de infuuspomp en toebehoren op zichtbare vervuiling en beschadiging.

Bij beschadiging altijd de infuuspomp altijd de infuuspomp (inclusief toebehoren) laten omruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Let op: als de kans bestaat dat de apparatuur in aanraking is gekomen met cytostatica (chemo), MRSA of een andere resistente bacterie, verzoeken wij u dringend de retourinstructie op de witte sticker op de pompkoffer te volgen.

4 Controleer de onderhoudssticker op de infuuspomp.

Is er binnen één maand onderhoud nodig? Dan graag de infuuspomp om laten ruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

5 Reset de infuuspomp.

Zet de T34L PCA infuuspomp aan en ga naar instellingen. Zet alle instellingen, behalve de

bolussnelheid, terug naar 0. De bolussnelheid moet altijd op 300 ml blijven staan.

6 Controleer de accustatus.

Laad de accu op bij minder dan 90% accustatus.

7 Verzamel de gebruikte infuustassen.

Neem contact op met onze klantenservice voor een afspraak om de verzamelde infuustassen op te halen.

8 Lees voor gebruik van Incidin® desinfectiespray de werk- en veiligheidsinstructie op het etiket van de fles.

Open de sticker op de fles voor de Nederlandse tekst.

9 Zorg dat de infuuspomp uitgeschakeld is.

10 Draag wegwerphandschoenen bij het uitvoeren van de schoonmaak.

11 Spray de infuuspomp in met Incidin® op een afstand van 30 cm.

12 Laat Incidin® 5 minuten inwerken.

13 Droog de infuuspomp na met schone gaasjes (10x10).

14 De infuuspomp is nu klaar om uitgezet te worden bij een nieuwe patiënt.

Zorg dat bij het uitzetten de inhoud van de koffer compleet is. De T34L PCA infuuspomp hoort met netadapter, bolusknop, handleiding en infuustas in de koffer uitgezet te worden.

T34L STANDAARD INFUUSPOMP

Retour- en schoonmaakinstructie



1

Controleer of de infuuspomp en toebehoren compleet binnen zijn gekomen.

De T34L Standaard infuuspomp hoort met infuustas, paalklem en koffer retour te komen. Neem contact op met onze klantenservice als dit niet het geval is.



Als de infuuspomp is ingezet bij een COVID-19 patient, vragen we uw aandacht om de infuuspomp eerst schoon te maken alvorens deze terug te plaatsen in de koffer.

2

Verwijder alle aanwezige disposables, zoals spuiten en naalden.

Mocht er bij het loskoppelen van infuuslijnen nog zichtbaar vocht aanwezig zijn, raden wij u aan om een beschermbril te dragen.

3

Inspecteer de infuuspomp en toebehoren op zichtbare vervuiling en beschadiging.

Bij beschadiging altijd de infuuspomp altijd de infuuspomp (inclusief toebehoren) laten omruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Let op: als de kans bestaat dat de apparatuur in aanraking is gekomen met cytostatica (chemo), MRSA of een andere resistente bacterie, verzoeken wij u dringend de retourinstructie op de witte sticker op de pompkoffer te volgen.

4

Controleer de onderhouds sticker op de infuuspomp.

Is er binnen één maand onderhoud nodig? Dan graag de infuuspomp om laten ruilen door Mediq Tefa. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

5

Reset de infuuspomp.

Zet de T34L Standaard infuuspomp aan en zet alle instellingen terug naar 0.

6

Controleer de accustatus.

Laad de accu op bij minder dan 90% accustatus.

7

Verzamel de gebruikte infuustassen.

Neem contact op met onze klantenservice voor een afspraak om de verzamelde infuustassen op te halen.

8

Lees voor gebruik van Incidin® desinfectiespray de werk- en veiligheidsinstructie op het etiket van de fles.

Open de sticker op de fles voor de Nederlandse tekst.

9

Zorg dat de infuuspomp uitgeschakeld is.

10

Draag wegwerphandschoenen bij het uitvoeren van de schoonmaak.

11

Spray de infuuspomp in met Incidin® op een afstand van 30 cm.

Spray niet direct onder het doorzichtige beschermkapje. Spuit wat Incidin® op een gaasje (10x10) en neem het kapje hiermee af.

12

Laat Incidin® 5 minuten inwerken.

13

Droog de infuuspomp na met schone gaasjes (10x10).

14

De infuuspomp is nu klaar om uitgezet te worden bij een nieuwe patiënt.

Zorg dat bij het uitzetten de inhoud van de koffer compleet is. De T34L Standaard infuuspomp hoort met paalklem, handleiding en infuustas in de koffer uitgezet te worden.