

Stappenplan voor de bediening van de Metronic Pcap spuitjes

Benodigdheden

Op de afbeelding ziet u de benodigdheden van links naar rechts:

- Flacon met een 20 mm cap
- Tevadaptor
- Medtronic Pcap spuitje (met blauwe vuladapter)



Stappenplan Metronic Pcap spuit

1. Plaats de Tevadaptor op de 20 mm cap van de flacon. U hoort de Tevadaptor vastklikken. Deze is hierna niet meer te verwijderen.
2. Haal de afsluitkap van de Tevadaptor af. U ziet een witte nippel aan de bovenzijde van de Tevadaptor, hierin zit een membraan.
3. Prik met het naaldje van het spuitje (in de blauwe vuladapter) door het membraan in de nippel. Zie de situatie op de [afbeelding](#) hiernaast.
4. Onttrek de Remodulin uit de flacon.
5. Haal de Medtronic vuladapter los van de Tevadaptor.
6. Verwijder de blauwe vuladapter en het stamperhandvat van het spuitje zodat het in de Paradigm infuus pomp geplaatst kan worden.



Het membraan van de Tevadaptor voorkomt lekkage van Remodulin. De flacon met Tevadaptor kan 28 dagen bewaard worden in situ.

Disclaimer

Deze handleiding / stappenplan is met zorg samengesteld. De gebruiksdokumentatie van de fabrikant is echter leidend. Deze handleiding/ stappenplan dient uitsluitend ter algemene informatie ten behoeve van het gebruiksgemak. Mediq staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de handleiding/ stappenplan. De handleiding/ stappenplan is geschreven in beknopte vorm en niet uitputtend. De handleiding/ stappenplan kan niet als vervanging van de gebruiksdokumentatie van de fabrikant worden gezien. Door deze handleiding/ stappenplan te gebruiken accepteert de gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt en dat alle verantwoordelijkheid, verband houdende met het gebruik van deze handleiding/ stappenplan, bij de gebruiker ligt. Behalve indien expliciet anders vermeld, is Mediq niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de effectiviteit van de handleiding/ stappenplan, noch van de producten die in de handleiding/ stappenplan worden beschreven, noch worden hier garanties op gegeven. Mediq is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met deze handleiding/ stappenplan. Alle aansprakelijkheidsuitsluitingen van Mediq gelden ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid kan worden gebaseerd en kunnen mede worden ingeroepen door groepsmaatschappijen van Mediq. Alle juridische relaties waarop deze disclaimer van toepassing is worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht.